



QbigSeT

Sterile Verpackungslösungen

QbigSeT ist eine vielseitige, anpassbare Verpackungslösung, die speziell für die sterile Medienvorbereitung entwickelt wurde. Jede Einheit wird mittels Ethylenoxid (EO) sterilisiert, um sicherzustellen, dass die äußeren Oberflächen der Flaschen oder Röhrchen – verschlossen mit Schraub- oder Crimpverschlüssen – steril sind.

Größen & Spezifikationen

Boxgröße	Abmessungen (L × B × H)	Flaschen-/ Röhrchenformate	Max. Chargen- größe (Sets)
1	22.0 × 18.0 × 10.5 cm	20 × 90 mL Alpha Flaschen, Schraubverschluss	60
		25 × 60 mL Alpha-Flaschen, Schraubverschluss	48
2	25.0 × 20.0 × 11.5 cm	20 × 125 mL Alpha-Flaschen, Schraubverschluss	60
		20 × 100 mL Infusionsflaschen, Crimpverschluss (Fels-Typ)	60
		120 × 15 mL Röhrchen, Schraubverschluss	22
3	32.5 × 26.0 × 15.5 cm	20 × 300 mL Alpha-Flaschen, Schraubverschluss	35 – 40
5	32.5 × 24.5 × 18.0 cm	12 × 500 mL Alpha-Flaschen, Schraubverschluss	30 – 35
		12 × 500 mL Infusionsflaschen, Crimpverschluss (Fels-Typ)	30 – 35

Anpassbare Optionen

Die QbigSeT-Verpackungen können an produktspezifische Anforderungen angepasst werden:

- ▶ Flaschen- oder Röhrchentyp
- ▶ Medienformulierung und Volumen
- ▶ Verschlussart
- ▶ Anzahl der sterilen Barrieren

Produktcodes

Boxgröße	Code	Beschreibung
1	KQST1E1	Box für 20 Flaschen á 90 mL, EO-sterilisiert, 1 Beutel
	KQST1E2	Box für 20 Flaschen á 90 mL, EO-sterilisiert, 2 Beutel
2	KQST2E1	Box für 20 Flaschen á 100/125 mL oder 120 Röhrchen á 15 mL, EO-behandelt, 1 Beutel
	KQST2E2	Box für 20 Flaschen á 100/125 mL oder 120 Röhrchen á 15 mL Röhrchen, EO-behandelt, 2 Beutel
3	KQST3E1	Box für 20 Flaschen á 300 mL, EO-behandelt, 1 Beutel
	KQST3E2	Box für 20 Flaschen, EO-sterilisiert, 2 Beutel
5	KQST5E1	Box für 12 Flaschen, EO-sterilisiert, 1 Beutel
	KQST5E2	Box für 12 Flaschen, EO-sterilisiert, 2 Beutel

Beispielbestellungen

Artikelcode	Beschreibung	Verpackung
KQST1E2-11	Boxgröße 1 Nr. 11 (10 × 45 mL TSB + 1 % Tween und 10 × 45 mL FTM + 1 % Tween)	Boxgröße 1, doppelt verpackt mit: 10 × K235F045FZ und 10 × K236F045FY
KQST2E1-11	Boxgröße 2 Nr. 11 (20 × 100 mL Spüllösung D)	Boxgröße 2, einfach verpackt mit: 20 × K177F100GM
KQST2E1-13	Boxgröße 2 Nr. 13 (10 × 100 mL TSB und 10 × 100 mL FTM für Filtration)	Boxgröße 2, Boxgröße 2, einfach verpackt mit: 10 × K111F100CU und 10 × K899F100CT
KQST2E1-15	Boxgröße 2 Nr. 15 (20 × 100 mL TSB)	Boxgröße 2, Boxgröße 2, einfach verpackt mit: 20 × K111F100CU
KQST2E1-17	Boxgröße 2 Nr. 17 (20 × 100 mL TSB)	Boxgröße 2, einfach verpackt mit: 20 × K111F100GM
KQST2E1-18	Boxgröße 2 Nr. 18 (20 × 100 mL FTM für Filtration)	Boxgröße 2, einfach verpackt mit: 20 × K899F100GL
KQST2E1-19	Boxgröße 2 Nr. 19 (20 × 100 mL FTM für Filtration)	Boxgröße 2, einfach verpackt mit: 20 × K899F100CT
KQST2E1-22	Boxgröße 2 Nr. 22 (20 × 100 mL Spüllösung D)	Boxgröße 2, einfach verpackt mit: 20 × K177F100CU
KQST2E2-14	Boxgröße 2 Nr. 14 (20 × 100 mL TSB)	Boxgröße 2, doppelt verpackt mit: 20 × K111F100GM
KQST2E2-16	Boxgröße 2 Nr. 16 (20 × 100 mL FTM)	Boxgröße 2, doppelt verpackt mit: 20 × K119F100GL
KQST2E2-19	Boxgröße 2 Nr. 19 (10 × 100 mL TSB und 10 × 100 mL FTM)	Boxgröße 2, 10 × K111F100GM und 10 × K119F100GL
KQST2E2-20	Boxgröße 2 Nr. 20 (20 × 100 mL dest. Wasser)	Boxgröße 2, doppelt verpackt mit: 20 × K180F100CU
KQST2E2-27	Boxgröße 2 Nr. 27 (10 × 100 mL TSB und 10 × 100 mL FTM für Filtration)	Boxgröße 2, doppelt verpackt mit: 10 × K111F100CU und 10 × K899F100CT
KQST3E2-14	Boxgröße 3 Nr. 14 (20 × 100 mL TSB)	Boxgröße 3, doppelt verpackt mit: 20 × K111F100GZ
KQST5E1-14	Boxgröße 5 Nr. 14 (12 × 300 mL GPP)	Boxgröße 5, einfach verpackt mit: 12 × K287F300HQ
KQST5E2-12	Boxgröße 5 Nr. 12 (12 × 400 mL Spüllösung A)	Boxgröße 5, doppelt verpackt mit: 12 × K100F400DR
KQST5E2-14	Boxgröße 5 Nr. 14 (12 × 300 mL Spüllösung A)	Boxgröße 5, doppelt verpackt mit: 12 × K100F300DR
KQST5E2-15	Boxgröße 5 Nr. 15 (12 × 100 mL Spüllösung D)	Boxgröße 5, doppelt verpackt mit: 12 × K177F100DR
KQST5E2-16	Boxgröße 5 Nr. 16 (12 × 300 mL Spüllösung D)	Boxgröße 5, doppelt verpackt mit: 12 × K177F300DR
KQST5E2-22	Boxgröße 5 Nr. 22 (12 × 300 mL Spüllösung K)	Boxgröße 5, doppelt verpackt mit: 12 × K348F300DR
KQST5E3-11	Boxgröße 5 Nr. 11 (12 × 100 mL Spüllösung A)	Boxgröße 5, dreifach verpackt mit: 12 × K100F300DR
KQST5E3-12	Boxgröße 5 Nr. 12 (12 × 300 mL Spüllösung K)	Boxgröße 5, dreifach verpackt mit: 12 × K348F300DR