



# QbigSeT

## Solutions de conditionnement stérile

QbigSeT est une solution de conditionnement polyvalente et personnalisable, développée pour la préparation de milieux stériles. Chaque unité est traitée à l'oxyde d'éthylène (EO) afin de garantir la stérilité des surfaces externes des flacons ou tubes fermés par bouchons à vis ou sertis.

### Tailles et spécifications

Taille d'emballage	Dimensions (L × l × H)	Formats de flacons	Taille maximale de lot (sets)
Taille 1	22.0 × 18.0 × 10.5 cm	20 × flacons Alpha 90 mL, bouchon à vis	60
		25 × flacons Alpha 60 mL, bouchon à vis	48
Taille 2	25.0 × 20.0 × 11.5 cm	20 × flacons Alpha 125 mL, bouchon à vis	60
		20 × flacons de perfusion 100 mL, bouchon Fels	60
		120 × tubes 15 mL, bouchon à vis	22
Taille 3	32.5 × 26.0 × 15.5 cm	20 × flacons Alpha 300 mL, bouchon à vis	35 à 40
Taille 5	32.5 × 24.5 × 18.0 cm	12 × flacons Alpha 500 mL, bouchon à vis	30 à 35
		12 × flacons de perfusion 500 mL, bouchon Fels	30 à 35

### Options de personnalisation

Peut être adapté afin de répondre aux exigences spécifiques des clients :

- ▶ Type de flacon ou de tube
- ▶ Formulation du milieu et volume
- ▶ Type de bouchon
- ▶ Nombre de barrières stériles

### Codes produits

Taille	Référence	Description
Taille 1	KQST1E1	Boîte pour 20 flacons de 90 mL, traitée à l'oxyde d'éthylène (EO), 1 sachet
	KQST1E2	Boîte pour 20 flacons de 90 mL, traitée à l'oxyde d'éthylène (EO), 2 sachets
Taille 2	KQST2E1	Boîte/20 flacons de 100 ou 125 mL ou 120 de 15 mL, traitée à l'oxyde d'éthylène (EO), 1 sachet
	KQST2E2	Boîte/20 flacons de 100 ou 125 mL ou 120 de 15 mL, traitée à l'oxyde d'éthylène (EO), 2 sachets
Taille 3	KQST3E1	Boîte pour 20 flacons de 300 mL, traitée à l'oxyde d'éthylène (EO), 1 sachet
	KQST3E2	Boîte pour 20 flacons, traitée à l'oxyde d'éthylène (EO), 2 sachets
Taille 5	KQST5E1	Boîte pour 12 flacons, traitée à l'oxyde d'éthylène (EO), 1 sachet
	KQST5E2	Boîte pour 12 flacons, traitée à l'oxyde d'éthylène (EO), 2 sachets

## Exemples de commande

Référence	Description de l'article	Conditionnement
KQST1E2-11	Taille 1, numéro 11 (10 × 45 mL TSB + 1 % Tween et 10 × 45 mL FTM + 1 % Tween)	Taille 1, double emballage, avec : 10 × K235F045FZ et 10 × K236F045FY
KQST2E1-11	Taille 2, numéro 11 (20 × 100 mL Fluide de rinçage D)	Taille 2, emballage simple, avec : 20 × K177F100GM
KQST2E1-13	Taille 2, numéro 13 (10 × 100 mL TSB et 10 × 100 mL FTM pour filtration)	Taille 2, emballage simple, avec : 10 × K111F100CU et 10 × K899F100CT
KQST2E1-15	Taille 2, numéro 15 (20 × 100 mL TSB)	Taille 2, emballage simple, avec : 20 × K111F100CU
KQST2E1-17	Taille 2, numéro 17 (20 × 100 mL TSB)	Taille 2, emballage simple, avec : 20 × K111F100GM
KQST2E1-18	Taille 2, numéro 18 (20 × 100 mL FTM pour filtration)	Taille 2, emballage simple, avec : 20 × K899F100GL
KQST2E1-19	Taille 2, numéro 19 (20 × 100 mL FTM pour filtration)	Taille 2, emballage simple, avec : 20 × K899F100CT
KQST2E1-22	Taille 2, numéro 22 (20 × 100 mL Fluide de rinçage D)	Taille 2, emballage simple, avec : 20 × K177F100CU
KQST2E2-14	Taille 2, numéro 14 (20 × 100 mL TSB)	Taille 2, double emballage, avec : 20 × K111F100GM
KQST2E2-16	Taille 2, numéro 16 (20 × 100 mL FTM)	Taille 2, double emballage, avec : 20 × K119F100GL
KQST2E2-19	Taille 2, numéro 19 (10 × 100 mL TSB et 10 × 100 mL FTM)	Taille 2, double emballage, avec : 10 × K111F100GM et 10 × K119F100GL
KQST2E2-20	Taille 2, numéro 20 (20 × 100 mL Eau distillée)	Taille 2, double emballage, avec : 20 × K180F100CU
KQST2E2-27	Taille 2, numéro 27 (10 × 100 mL TSB et 10 × 100 mL FTM pour filtration)	Taille 2, double emballage, avec : 10 × K111F100CU et 10 × K899F100CT
KQST3E2-14	Taille 3, numéro 14 (20 × 100 mL TSB)	Taille 3, double emballage, avec : 20 × K111F100GZ
KQST5E1-14	Taille 5, numéro 14 (12 × 300 mL GPP)	Taille 5, emballage simple, avec : 12 × K287F300HQ
KQST5E2-12	Taille 5, numéro 12 (12 × 400 mL Fluide de rinçage A)	Taille 5, double emballage, avec : 12 × K100F400DR
KQST5E2-14	Taille 5, numéro 14 (12 × 300 mL Fluide de rinçage A)	Taille 5, double emballage, avec : 12 × K100F300DR
KQST5E2-15	Taille 5, numéro 15 (12 × 100 mL Fluide de rinçage D)	Taille 5, double emballage, avec : 12 × K177F100DR
KQST5E2-16	Taille 5, numéro 16 (12 × 300 mL Fluide de rinçage D)	Taille 5, double emballage, avec : 12 × K177F300DR
KQST5E2-22	Taille 5, numéro 22 (12 × 300 mL Fluide de rinçage K)	Taille 5, double emballage, avec : 12 × K348F300DR
KQST5E3-11	Taille 5, numéro 11 (12 × 100 mL Fluide de rinçage A)	Taille 5, triple emballage, avec : 12 × K100F300DR
KQST5E3-12	Taille 5, numéro 12 (12 × 300 mL Fluide de rinçage K)	Taille 5, triple emballage, avec : 12 × K348F300DR

