


Tubes pour
Pompes
Péristaltiques



Contenu

Notre gamme comprend un large éventail de tubes pour pompes péristaltiques, couvrant la majorité des applications ICP-OES et ICP-MS. Nos tubes sont soumis à un contrôle qualité rigoureux, respectant des tolérances dimensionnelles strictes afin de garantir un débit constant d'un tube à l'autre. Découvrez puis une sélection de nos tubes les plus populaires.

Options à 2 butées :

PVC	3
Santoprène	4
SolventFlex	5
Viton	6
Silicone	6

Options à 3 butées :

PVC	7
Santoprène	8
SolventFlex	9
Viton	10
Silicone.	10

PVC Options à 2 butées 15 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)					
		288/72		455/150		900/151	320/95
Coul. butées	D.I.	Non évasé	Évasé	Non évasé	Évasé	Non évasé	Évasé
Orange/Rouge	0,19 mm	023-030-002	022-030-002		023-130-002	022-130-002	025-130-002
Orange/Bleu	0,25 mm	023-030-003	022-030-003	022-030-603	023-130-003	022-130-003	025-130-003
Orange/Vert	0,38 mm	023-030-004	022-030-004	022-030-604	023-130-004	022-130-004	025-130-004
Vert/Jaune	0,44 mm	023-030-024	022-030-024		023-130-024	022-130-024	025-130-124
Orange/Jaune	0,51 mm	023-030-005	022-030-005	022-030-605	023-130-005	022-130-005	025-130-005
Orange/Blanc	0,64 mm	023-030-006	022-030-006	022-030-606	023-130-006	022-130-006	025-130-006
Noir/Noir	0,76 mm	023-030-007	022-030-007	022-030-607	023-130-007	022-130-007	025-130-007
Orange/Orange	0,89 mm	023-030-008	022-030-008	022-030-608	023-130-008	022-130-008	
Blanc/Noir	0,95 mm	023-030-023	022-030-023	022-030-623	023-130-023	022-130-023	
Blanc/Blanc	1,02 mm	022-030-709*	022-030-009	022-030-609	023-130-009	022-130-009	
Rouge/Rouge	1,14 mm	023-030-010	022-030-010	022-030-610	023-130-010	022-130-010	
Gris/Gris	1,30 mm	023-030-011	022-030-011	022-030-611	023-130-011	022-130-011	
Jaune/Jaune	1,42 mm	023-030-012	022-030-012	022-030-612	023-130-012	022-130-012	
Jaune/Bleu	1,52 mm	023-030-019	022-030-019	022-030-619	023-130-019	022-130-019	
Bleu/Bleu	1,65 mm	023-030-013	022-030-013	022-030-613	023-130-013	022-130-013	
Bleu/Vert	1,75 mm	023-030-022	022-030-022		023-130-022	022-130-022	
Vert/Vert	1,85 mm	022-030-714*	022-030-014	022-030-614	023-130-014	022-130-014	
Violet/Violet	2,06 mm	023-030-015	022-030-015	022-030-615	023-130-015	022-130-015	
Violet/Noir	2,29 mm	023-030-016	022-030-016		023-130-016		
Violet/Orange	2,54 mm	023-030-017	022-030-017		023-130-017	022-130-017	
Violet/Blanc	2,79 mm	023-030-018	022-030-018	022-030-618	023-130-018		
Noir/Blanc	3,18 mm	023-030-021	022-030-021	022-030-621	023-130-021	022-130-021	

* Longueur : 900 mm.

Santoprène Options à 2 butées 15 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)	
		288/72	400/150
Coul. butées	D.I.	Non évasé	
Orange/Rouge	0,19 mm	023-030-402	022-030-402
Orange/Bleu	0,25 mm	023-030-403	022-030-403
Orange/Vert	0,38 mm	023-030-404	022-030-404
Vert/Jaune	0,44 mm	023-030-424	022-030-424
Orange/Jaune	0,51 mm	023-030-405	022-030-405
Orange/Blanc	0,64 mm	023-030-406	022-030-406
Noir/Noir	0,76 mm	023-030-407	022-030-407
Orange/Orange	0,89 mm	023-030-408	022-030-408
Blanc/Noir	0,95 mm	023-030-423	022-030-423
Blanc/Blanc	1,02 mm	023-030-409	022-030-409
Rouge/Rouge	1,14 mm	023-030-410	022-030-410
Gris/Gris	1,30 mm	023-030-411	022-030-411
Jaune/Jaune	1,42 mm	023-030-412	022-030-412
Jaune/Bleu	1,52 mm	023-030-419	022-030-419
Bleu/Bleu	1,65 mm	023-030-413	022-030-413
Bleu/Vert	1,75 mm	023-030-422	022-030-422
Vert/Vert	1,85 mm	023-030-414	022-030-414
Violet/Violet	2,06 mm	023-030-415	022-030-415
Violet/Noir	2,29 mm	023-030-416	022-030-416
Violet/Orange	2,54 mm	023-030-417	022-030-417
Violet/Blanc	2,79 mm	023-030-418	022-030-418
Noir/Blanc	3,18 mm	023-030-421	022-030-421

SolventFlex Options à 2 butées 15 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)					
		288/72		455/140		310/165	320/95
Coul. butées	D.I.	Non évasé	Évasé	Non évasé	Évasé	Non évasé	Évasé
Orange/Rouge	0,19 mm	023-030-102	023-130-102	022-030-102	022-130-102		025-130-102
Orange/Bleu	0,25 mm	023-030-103	023-130-103	022-030-103	022-130-103		
Orange/Vert	0,38 mm	023-030-104	023-130-104	022-030-104	022-130-104		025-130-104
Vert/Jaune	0,44 mm	023-030-124	023-130-124	022-030-124	022-130-124		025-130-124
Orange/Jaune	0,51 mm	023-030-105	023-130-105	022-030-105	022-130-105	022-037-005	
Orange/Blanc	0,64 mm	023-030-106	023-130-106	022-030-106	022-130-106		025-130-106
Noir/Noir	0,76 mm	023-030-107	023-130-107	022-030-107	022-130-107	022-037-007	025-130-107
Orange/Orange	0,89 mm	023-030-108	023-130-108	022-030-108	022-130-108		
Blanc/Noir	0,95 mm	023-030-123	023-130-123	022-030-123	022-130-123		
Blanc/Blanc	1,02 mm	023-030-109	023-130-109	022-030-109	022-130-109		
Rouge/Rouge	1,14 mm	023-030-110	023-130-110	022-030-110	022-130-110	022-037-010	025-130-110
Gris/Gris	1,30 mm	023-030-111	023-130-111	022-030-111	022-130-111		
Jaune/Jaune	1,42 mm	023-030-112	023-130-112	022-030-112	022-130-112		
Jaune/Bleu	1,52 mm	023-030-119	023-130-119	022-030-119	022-130-119		
Bleu/Bleu	1,65 mm	023-030-113	023-130-113	022-030-113	022-130-113		
Bleu/Vert	1,75 mm	023-030-122	023-130-122	022-030-122	022-130-122		
Vert/Vert	1,85 mm	023-030-114	023-130-114	022-030-114	022-130-114		
Violet/Violet	2,06 mm	023-030-115	023-130-115	022-030-115	022-130-115		
Violet/Noir	2,29 mm	023-030-116	023-130-116	022-030-116	022-130-116		
Violet/Orange	2,54 mm	023-030-117	023-130-117	022-030-117	022-130-117		
Violet/Blanc	2,79 mm	023-030-118	023-130-118	022-030-118	022-130-118		022-030-118
Noir/Blanc	3,18 mm	023-030-121	023-130-121	022-030-121	022-130-121		

Viton Options à 2 butées 12 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)	
		175/127	455/140
Coul. butées	D.I.	Non évasé	
Orange/Jaune	0,51 mm	020-030-305	020-031-305
Orange/Blanc	0,64 mm	020-030-306	020-031-306
Noir/Noir	0,76 mm	020-030-307	020-031-307
Orange/Orange	0,89 mm	020-030-308	020-031-308
Blanc/Blanc	1,02 mm	020-030-309	020-031-309
Rouge/Rouge	1,14 mm	020-030-310	020-031-310
Gris/Gris	1,30 mm	020-030-311	020-031-311
Jaune/Jaune	1,42 mm	020-030-312	020-031-312
Jaune/Bleu	1,52 mm	020-030-319	
Bleu/Bleu	1,65 mm	020-030-313	
Vert/Vert	1,85 mm	020-030-314	
Violet/Violet	2,06 mm	020-030-315	
Violet/Noir	2,29 mm	020-030-316	
Violet/Blanc	2,79 mm	020-030-318	
Jaune/Jaune	1,40 mm	020-030-352	

Silicone Options à 2 butées 6 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)	
		455/140	
Coul. butées	D.I.	Non évasé	
Orange/Vert	0,38 mm	020-030-204	
Orange/Jaune	0,51 mm	020-030-205	
Orange/Blanc	0,64 mm	020-030-206	
Noir/Noir	0,76 mm	020-030-207	
Orange/Orange	0,89 mm	020-030-208	
Blanc/Blanc	1,02 mm	020-030-209	
Rouge/Rouge	1,14 mm	020-030-210	
Gris/Gris	1,30 mm	020-030-211	
Jaune/Jaune	1,42 mm	020-030-212	
Jaune/Bleu	1,52 mm	020-030-219	
Bleu/Bleu	1,65 mm	020-030-213	
Vert/Vert	1,85 mm	020-030-214	
Violet/Violet	2,06 mm	020-030-215	
Violet/Noir	2,29 mm	020-030-216	
Violet/Blanc	2,79 mm	020-030-218	


PVC Options à 3 butées 15 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)			
		395/95		455/72	
Coul. butées	D.I.	Non évasé	Évasé	Non évasé	Évasé
Orange/Rouge/Orange	0,19 mm	024-033-002	024-133-002	022-033-002	022-133-002
Orange/Bleu/Orange	0,25 mm	024-033-003	024-133-003	022-033-003	022-133-003
Orange/Vert/Orange	0,38 mm	024-033-004	024-133-004	022-033-004	022-133-004
Vert/Jaune/Vert	0,44 mm	024-033-024	024-133-024		
Orange/Jaune/Orange	0,51 mm	024-033-005	024-133-005	022-033-005	022-133-005
Orange/Blanc/Orange	0,64 mm	024-033-006	024-133-006	022-033-006	022-133-006
Noir/Noir/Noir	0,76 mm	024-033-007	024-133-007	022-033-007	022-133-007
Orange/Orange/Orange	0,89 mm	024-033-008	024-133-008	022-033-008	022-133-008
Blanc/Noir/Blanc	0,95 mm	024-033-023	024-133-023	022-033-023	022-133-023
Blanc/Blanc/Blanc	1,02 mm	024-033-009	024-133-009	022-033-009	022-133-009
Rouge/Rouge/Rouge	1,14 mm	024-033-010	024-133-010	022-033-010	022-133-010
Gris/Gris/Gris	1,30 mm	024-033-011	024-133-011	022-033-011	022-133-011
Jaune/Jaune/Jaune	1,42 mm	024-033-012	024-133-012	022-033-012	
Jaune/Bleu/Jaune	1,52 mm	024-033-019	024-133-019	022-033-019	022-133-019
Bleu/Bleu/Bleu	1,65 mm	024-033-013	024-133-013	022-033-013	
Bleu/Vert/Bleu	1,75 mm	024-033-022	024-133-022		
Vert/Vert/Vert	1,85 mm	024-033-014	024-133-014	022-033-014	
Violet/Violet/Violet	2,06 mm	024-033-015	024-133-015	022-033-015	
Violet/Noir/Violet	2,29 mm	024-033-016	024-133-016	022-033-016	
Violet/Orange/Violet	2,54 mm	024-033-017	024-133-017	022-033-017	022-133-017
Violet/Blanc/Violet	2,79 mm	024-033-018	024-133-018	022-033-018	022-133-018
Noir/Blanc/Noir	3,18 mm	024-033-021	024-133-021	022-033-021	

Santoprène Options à 3 butées 15 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)	
		395/95	400/72
Coul. butées	D.I.	Non évasé	
Orange/Rouge/Orange	0,19 mm	022-033-402	024-033-402
Orange/Bleu/Orange	0,25 mm	022-033-403	024-033-403
Orange/Vert/Orange	0,38 mm	022-033-404	024-033-404
Vert/Jaune/Vert	0,44 mm	022-033-424	024-033-424
Orange/Jaune/Orange	0,51 mm	022-033-405	024-033-405
Orange/Blanc/Orange	0,64 mm	022-033-406	024-033-406
Noir/Noir/Noir	0,76 mm	022-033-407	024-033-407
Orange/Orange/Orange	0,89 mm	022-033-408	024-033-408
Blanc/Noir/Blanc	0,95 mm	022-033-423	024-033-423
Blanc/Blanc/Blanc	1,02 mm	022-033-409	024-033-409
Rouge/Rouge/Rouge	1,14 mm	022-033-410	024-033-410
Gris/Gris/Gris	1,30 mm	022-033-411	024-033-411
Jaune/Jaune/Jaune	1,42 mm	022-033-412	024-033-412
Jaune/Bleu/Jaune	1,52 mm	022-033-419	024-033-419
Bleu/Bleu/Bleu	1,65 mm	022-033-413	024-033-413
Bleu/Vert/Bleu	1,75 mm	022-033-422	024-033-422
Vert/Vert/Vert	1,85 mm	022-033-414	024-033-414
Violet/Violet/Violet	2,06 mm	022-033-415	024-033-415
Violet/Noir/Violet	2,29 mm	022-033-416	024-033-416
Violet/Orange/Violet	2,54 mm	022-033-417	024-033-417
Violet/Blanc/Violet	2,79 mm	022-033-418	024-033-418
Noir/Blanc/Noir	3,18 mm	022-033-421	024-033-421

SolventFlex Options à 3 butées 15 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)			
		455/82		395/95	
Coul. butées	D.I.	Non évasé	Évasé	Non évasé	Évasé
Orange/Rouge/Orange	0,19 mm	022-033-102	022-133-102	024-033-102	024-133-102
Orange/Bleu/Orange	0,25 mm	022-033-103	022-133-103	024-033-103	024-133-103
Orange/Vert/Orange	0,38 mm	022-033-104	022-133-104	024-033-104	024-133-104
Vert/Jaune/Vert	0,44 mm	022-033-124	022-133-124	024-033-124	024-133-124
Orange/Jaune/Orange	0,51 mm	022-033-105	022-133-105	024-033-105	024-133-105
Orange/Blanc/Orange	0,64 mm	022-033-106	022-133-106	024-033-106	024-133-106
Noir/Noir/Noir	0,76 mm	022-033-107	022-133-107	024-033-107	024-133-107
Orange/Orange/Orange	0,89 mm	022-033-108	022-133-108	024-033-108	024-133-108
Blanc/Noir/Blanc	0,95 mm	022-033-123	022-133-123	024-033-123	024-133-123
Blanc/Blanc/Blanc	1,02 mm	022-033-109	022-133-109	024-033-109	024-133-109
Rouge/Rouge/Rouge	1,14 mm	022-033-110	022-133-110	024-033-110	024-133-110
Gris/Gris/Gris	1,30 mm	022-033-111	022-133-111	024-033-111	024-133-111
Jaune/Jaune/Jaune	1,42 mm	022-033-112	022-133-112	024-033-112	024-133-112
Jaune/Bleu/Jaune	1,52 mm	022-033-119	022-133-119	024-033-119	024-133-119
Bleu/Bleu/Bleu	1,65 mm	022-033-113	022-133-113	024-033-113	024-133-113
Bleu/Vert/Bleu	1,75 mm	022-033-122	022-133-122	024-033-122	024-133-122
Vert/Vert/Vert	1,85 mm	022-033-114	022-133-114	024-033-114	024-133-114
Violet/Violet/Violet	2,06 mm	022-033-115	022-133-115	024-033-115	024-133-115
Violet/Noir/Violet	2,29 mm	022-033-116	022-133-116	024-033-116	024-133-116
Violet/Orange/Violet	2,54 mm	022-033-117	022-133-117	024-033-117	024-133-117
Violet/Blanc/Violet	2,79 mm	022-033-118	022-133-118	024-033-118	024-133-118
Noir/Blanc/Noir	3,18 mm	022-033-121	022-133-121	024-033-121	024-133-121

Viton Options à 3 butées 12 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)
		400/82
Coul. butées	D.I.	Non évasé
Orange/Jaune/Orange	0,51 mm	020-033-305
Orange/Blanc/Orange	0,64 mm	020-033-306
Noir/Noir/Noir	0,76 mm	020-033-307
Orange/Orange/Orange	0,89 mm	020-033-308
Blanc/Blanc/Blanc	1,02 mm	020-033-309
Rouge/Rouge/Rouge	1,14 mm	020-033-310
Jaune/Jaune/Jaune	1,42 mm	020-033-312
Jaune/Bleu/Jaune	1,52 mm	020-033-319
Bleu/Bleu/Bleu	1,65 mm	020-033-313
Vert/Vert/Vert	1,85 mm	020-033-314
Violet/Violet/Violet	2,06 mm	020-033-315
Violet/Noir/Violet	2,29 mm	020-033-316
Violet/Orange/Violet	2,54 mm	020-033-317
Violet/Blanc/Violet	2,79 mm	020-033-318

Silicone Options à 3 butées 6 / pack		Longueur (mm) / Distance entre les butées (mm)
		400/67
Coul. butées	D.I.	Non évasé
Orange/Blanc/Orange	0,64 mm	020-033-206
Noir/Noir/Noir	0,76 mm	020-033-207
Orange/Orange/Orange	0,89 mm	020-033-208
Blanc/Blanc/Blanc	1,02 mm	020-033-209
Rouge/Rouge/Rouge	1,14 mm	020-033-210
Jaune/Jaune/Jaune	1,42 mm	020-033-212
Jaune/Bleu/Jaune	1,52 mm	020-033-219
Bleu/Bleu/Bleu	1,65 mm	020-033-213
Vert/Vert/Vert	1,85 mm	020-033-214
Violet/Violet/Violet	2,06 mm	020-033-215
Violet/Noir/Violet	2,29 mm	020-033-216
Violet/Blanc/Violet	2,79 mm	020-033-218



Amériques & Asie
salesna@analytichem.com

EMEA
info@analytichem.com

Australie
sales@ore.com.au

Infos supplémentaires
www.analytichem.com