

Autosampler- Röhrchen und Verschlüsse

12 mL and 15 mL

AnalytiChem-autosampler-Röhrchen werden aus reinem Polypropylen (PP) mit extrem niedrigem Metallgehalt hergestellt und sind daher ideal für Anwendungen mit ICP- oder ICP-MS-Analysen geeignet. Diese Rundbodenröhrchen sind in zwei praktischen Größen erhältlich: 16 x 100 mm (12 mL) und 17 x 100 mm (15 mL). Sie wurden so konzipiert, dass sie die Anforderungen der Positionierungsgestelle der meisten Gerätehersteller erfüllen.

Jede Charge unserer autosampler-Röhrchen wird mit einem Volumenanalyse-Zertifikat ausgeliefert. Dieses bestätigt die Konformität mit den Klasse-A-Spezifikationen gemäß ASTM E1272 und ISO 384, geprüft nach unserem nach ISO 17025 akkreditierten Verfahren.



Zusätzlich sind unsere autosampler-Röhrchen jetzt auch mit einem „Trace Metals“-Zertifikat erhältlich. Es dokumentiert verifizierte Ergebnisse für mehr als 65 Elemente und gewährleistet eine äußerst geringe Metallkontamination sowie die Einhaltung der Anforderungen anspruchsvoller Spurenelementanalysen.

Hauptmerkmale

- ▶ Beständig gegenüber gängigen Säuren, Basen und Lösungsmitteln
- ▶ Einfache Ablesbarkeit durch Graduierungslinien mit Klasse-A-Toleranzen ($\pm 0,10$ mL)
- ▶ 8 verschiedene Farben für die Verschlüsse zur einfachen Probenidentifikation



Meistern Sie Ihre täglichen Laborroutinen mit den autosampler-Röhrchen von AnalytiChem.

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
16 x 100 mm (12 mL) Polypropylen-autosampler-Röhrchen	1.000 Röhrchen	010-515-609
	2 Beutel mit je 1.000 Röhrchen	010-515-629
	3 Beutel mit je 1.000 Röhrchen	010-515-639
17 x 100 mm (15 mL) Polypropylen-autosampler-Röhrchen	1.000 Röhrchen	010-515-607
	2 Beutel mit je 1.000 Röhrchen	010-515-627
	3 Beutel mit je 1.000 Röhrchen	010-515-637
17 x 100 mm (15 mL) Polypropylen-autosampler-Röhrchen HandyPAK	45 x 36 Röhrchen	010-515-617

Die farbigen Verschlüsse bestehen aus Niedrigdichtem- Polyethylen (LDPE) mit extrem niedrigem Metallgehalt.

Alle Verschlüsse sind mit einem doppelten Dichtflansch ausgestattet, um eine auslaufsichere Verbindung mit der Seitenwand des Röhrchens zu gewährleisten.

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Weiß	1.000 Verschlüsse	010-515-620
Gelb	1.000 Verschlüsse	010-515-630
Orange	1.000 Verschlüsse	010-515-640
Rot	1.000 Verschlüsse	010-515-650
Blau	1.000 Verschlüsse	010-515-660
Transparent	1.000 Verschlüsse	010-515-672
Grün	1.000 Verschlüsse	010-515-680
Lila	1.000 Verschlüsse	010-515-690

Röhrchenständer

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Schaumstoff-Rack für autosampler-Röhrchen 16 x 100 mm	5	010-515-032
Schaumstoff-Rack für autosampler-Röhrchen 17 x 100 mm	5	010-515-038