

# DigiTUBES

## Einweg- Aufschlussröhrchen

**DigiTUBES** sind Einweg Aufschlussröhrchen, die für die Verwendung mit handelsüblichen Graphit-Aufschlussblocksystemen geeignet sind. Sie werden aus Polypropylen in ICP-MS-Qualität hergestellt und sind speziell mit einem flachen Boden ausgestattet, um einen direkteren Kontakt mit dem Boden der Aufschlussblöcke zu ermöglichen, was zu einer schnelleren Aufheizzeit und effizienteren Ansprechzeiten der Probertemperatur führt.

Jede Charge von **DigiTUBE** Aufschlussröhrchen erhält ein Volumenzertifikat, das die Konformität des Produkts mit der Klasse A-Spezifikation ASTM E288 und ISO 384 gemäß unserem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Verfahren bestätigt.



Zusätzlich sind **DigiTUBES** jetzt auch mit einem Spurenmetall-Zertifikat erhältlich. Dieses bestätigt geprüfte Werte für über 65 Elemente und gewährleistet so eine ultraniedrige Kontamination sowie die erforderliche Konformität für anspruchsvolle Spurenmetallanalysen.

Für saubere Anwendungen sind **DigiTUBES** auch in versiegelten Verpackungen erhältlich, um das Eindringen von Staub während der Lagerung und Handhabung zu verhindern.

### Hauptmerkmale

- ▶ Extrem niedriger Gehalt an auslaugbaren Metallen zur Minimierung des Kontaminationsrisikos
- ▶ Optionale RackLock-Funktion ermöglicht einhändiges Verschließen von Schraubkappen
- ▶ Graduierungen der Klasse A für einfache und genaue Verdünnung
- ▶ Einwegartikel, daher ist keine Reinigung des Behälters erforderlich
- ▶ Ausfallsicherer Schraubverschluss in verschiedenen Farben erhältlich



**DigiTUBE**s können 5 Gefäße im Labor ersetzen – Aufschlussbecher, Messzylinder, Messkolben, Autosamplerröhrchen und Lagerbehälter. Sparen Sie Zeit und senken Sie Kosten durch den Einsatz von **DigiTUBE**s.

### Großpackungen **DigiTUBE**s

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
15 mL mit RackLock, blaue Kappen	1620	010-515-261
15 mL mit RackLock, ohne Kappen	1620	010-515-262
15 mL ohne RackLock, blaue Kappen	1620	010-515-263
15 mL ohne RackLock, ohne Kappen	1620	010-515-264
15 mL mit RackLock, blaue Kappen	540	010-515-361
15 mL ohne RackLock, blaue Kappen	540	010-515-363
50 mL mit RackLock, blaue Kappen	750	010-500-261
50 mL mit RackLock, transparente Kappen	750	010-500-265
50 mL mit RackLock, ohne Kappen	750	010-500-262
50 mL ohne RackLock, blaue Kappen	750	010-500-263
50 mL ohne RackLock, transparente Kappen	750	010-500-266
50 mL ohne RackLock, ohne Kappen	750	010-500-264
100 mL mit RackLock, blaue Kappen	300	010-501-261
100 mL mit RackLock, ohne Kappen	300	010-501-262
100 mL ohne RackLock, blaue Kappen	300	010-501-263
100 mL ohne RackLock, ohne Kappen	300	010-501-264

### Großpackungen Kappen

Schraubkappen für	Beschreibung	Menge	Artikelnummer
15 mL <b>DigiTUBE</b> s	Schraubkappe, blau für 15 mL <b>DigiTUBE</b> s	540	010-515-060
	Schraubkappe, klar für 15 mL <b>DigiTUBE</b> s	540	010-515-172
50 mL <b>DigiTUBE</b> s	Blaue Kappen für 50 mL <b>DigiTUBE</b> s	250	010-500-060
	Gelbe Kappen für 50 mL <b>DigiTUBE</b> s	250	010-500-130
	Orangene Kappen für 50 mL <b>DigiTUBE</b> s	250	010-500-140
	Rote Kappen für 50 mL <b>DigiTUBE</b> s	250	010-500-150
	Transparente Kappen für 50 mL <b>DigiTUBE</b> s	250	010-500-172
100 mL <b>DigiTUBE</b> s	Blaue Kappen für 100 mL <b>DigiTUBE</b> s	100	010-501-060
	Transparente Kappen für 100 mL <b>DigiTUBE</b> s	100	010-501-172

## HandyPAKs

**HandyPAKs** enthalten in Folie versiegelte **DigiTUBE**s (50 mL oder 100 mL), um Verunreinigungen während der Lagerung oder des Transports zu minimieren. Die Verschlusskappen werden in einem separaten Beutel mitgeliefert. Die **HandyPAK Plus**-Option enthält bereits verschlossene **DigiTUBE**s in praktischen Gestellen, die ebenfalls zur Vermeidung von Verunreinigungen verpackt sind.

	Beschreibung	Menge	Artikelnummer
<b>HandyPAK</b>	50 mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, blaue Kappen	30 x 25 Röhrchen	010-500-362
	50 mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, blaue Kappen	30 x 25 Röhrchen	010-500-364
	50 mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, transparente Kappen	30 x 25 Röhrchen	010-500-366
	100 mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, blaue Kappen	9 x 34 Röhrchen	010-501-362
	100 mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, blaue Kappen	9 X 34 Röhrchen	010-501-364
	<b>HandyPAK Plus</b>	50 mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, blaue Kappen	20 x 24 Röhrchen
50 mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, blaue Kappen		20 x 24 Röhrchen	010-500-463
100 mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, blaue Kappen		24 x 12 Röhrchen	010-501-462
100 mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, blaue Kappen		24 x 12 Röhrchen	010-501-464
<b>HandySleeve</b>	50mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, blaue Kappe	30 x 25 Röhrchen	010-500-563
	50mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, transparente Kappe	30 x 25 Röhrchen	010-500-564
	50mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, rote Kappe	30 x 25 Röhrchen	010-500-565
	50mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, blaue Kappe	30 x 25 Röhrchen	010-500-561
	50mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, transparente Kappe	30 x 25 Röhrchen	010-500-562
	100mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, blaue Kappe	30x10 Röhrchen	010-501-563
	100mL <b>DigiTUBE</b> s ohne RackLock, transparente Kappe	30x10 Röhrchen	010-501-564
	100mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, blaue Kappe	30x10 Röhrchen	010-501-561
	100mL <b>DigiTUBE</b> s mit RackLock, transparente Kappe	30x10 Röhrchen	010-501-562



## Einweg-Uhrglasdeckel

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Einweg-Uhrglasdeckel aus Polypropylen, 50 mL	1000	010-500-081
Einweg-Uhrglasdeckel aus Polypropylen, 100 mL	500	010-501-081

Unterstützen Sie den Rückfluss oder schützen Sie Ihre Proben während des Aufschlusses zuverlässig vor Umwelteinflüssen – mit unseren hochwertigen Einweg-Uhrglasdeckel. Sie sind passend für 50-mL- und 100-mL- **DigiTUBE**s erhältlich. Gefertigt aus reinem Polypropylen in hoher Materialqualität, sind sie speziell für die Anforderungen der Spurenanalytik ausgelegt und ermöglichen eine sichere und komfortable Handhabung im Laboralltag.

Jedes Uhrglas verfügt über einen gerippten Rand für sicheren Sitz während der Anwendung sowie über einen praktischen Griff, der das Aufsetzen und Abnehmen erleichtert und gleichzeitig das Risiko von Kreuzkontaminationen minimiert.



## Aufbewahrungsgestelle

Beschreibung	Menge	Artikelnummer
Kunststoff-Aufbewahrungsgestelle für 50 mL <b>DigiTUBE</b> s	5	010-500-026
Schaumstoff-Aufbewahrungsgestelle für 100 mL <b>DigiTUBE</b> s	5	010-501-028

