

# DigiTUBEs

## Tubes de minéralisation jetables

Les **DigiTUBEs** sont des tubes de minéralisation jetables adaptés à une utilisation avec des blocs de minéralisation en graphite disponibles dans le commerce. Ils sont fabriqués en polypropylène de qualité ICP-MS et spécialement conçus avec un fond plat pour permettre un contact plus direct avec la base des blocs de minéralisation, ce qui entraîne un temps de chauffage plus rapide et des temps de réponse de la température des échantillons plus efficaces.

Chaque lot de tubes de minéralisation **DigiTUBE** reçoit un certificat d'analyse volumétrique confirmant la conformité du produit aux spécifications de classe A selon ASTM E288 et ISO 384, conformément à notre procédure accréditée ISO/IEC 17025.



De plus, les **DigiTUBEs** sont désormais disponibles avec un **Certificat Métaux Traces**, fournissant des résultats vérifiés pour plus de 65 éléments, afin de garantir une contamination ultra-faible et la conformité requise pour les analyses critiques de métaux traces.

Pour les applications propres, les **DigiTUBEs** sont également disponibles en lots sous film rétractable pour protéger contre l'infiltration de poussière lors du stockage et de la manipulation.

### Caractéristiques principales

- ▶ Contenu en métaux lessivables ultra-bas pour minimiser le risque de contamination
- ▶ La fonction RackLock en option permet de fermer les bouchons à vis d'une seule main
- ▶ Graduations de classe A pour une dilution facile et précise
- ▶ Jetable, éliminant le besoin de nettoyer le récipient
- ▶ Bouchon à vis étanche disponible dans une variété de couleurs



Les **DigiTUBE**s peuvent remplacer 5 récipients dans le laboratoire : le bécher de minéralisation, le cylindre gradué, le flacon volumétrique, le tube d'autosamplage et le conteneur de stockage. Gagnez du temps et réduisez les coûts grâce à l'utilisation des **DigiTUBE**s.

### DigiTUBEs en vrac

Description	Quantité	Référence
15 mL avec RackLock, bouchons bleus	1620	010-515-261
15 mL avec RackLock, sans bouchons	1620	010-515-262
15 mL sans RackLock, bouchons bleus	1620	010-515-263
15 mL sans RackLock, sans bouchons	1620	010-515-264
15 mL avec RackLock, bouchons bleus	540	010-515-361
15 mL sans RackLock, bouchons bleus	540	010-515-363
50 mL avec RackLock, bouchons bleus	750	010-500-261
50 mL avec RackLock, bouchons transparents	750	010-500-265
50 mL avec RackLock, sans bouchons	750	010-500-262
50 mL sans RackLock, bouchons bleus	750	010-500-263
50 mL sans RackLock, bouchons transparents	750	010-500-266
50 mL sans RackLock, sans bouchons	750	010-500-264
100 mL avec RackLock, bouchons bleus	300	010-501-261
100 mL avec RackLock, sans bouchons	300	010-501-262
100 mL sans RackLock, bouchons bleus	300	010-501-263
100 mL sans RackLock, sans bouchons	300	010-501-264

### Capsules en vrac

Bouchons à vis pour	Description	Qté.	Référence
15 mL <b>DigiTUBE</b> s	Bouchon à vis, bleu - <b>DigiTUBE</b> s 15 mL	540	010-515-060
	Bouchon à vis, transparent - <b>DigiTUBE</b> s 15 mL	540	010-515-172
50 mL <b>DigiTUBE</b> s	Bouchon, bleu - <b>DigiTUBE</b> s 50 mL	250	010-500-060
	Bouchon, jaune - <b>DigiTUBE</b> s 50 mL	250	010-500-130
	Bouchon, orange - <b>DigiTUBE</b> s 50 mL	250	010-500-140
	Bouchon, rouge - <b>DigiTUBE</b> s 50 mL	250	010-500-150
	Bouchon, transparent - <b>DigiTUBE</b> s 50 mL	250	010-500-172
100 mL <b>DigiTUBE</b> s	Bouchon, bleu - <b>DigiTUBE</b> s 100 mL	100	010-501-060
	Bouchon, transparent - <b>DigiTUBE</b> s 100 mL	100	010-501-172

## HandyPAKs

Les **HandyPAKs** comprennent des **DigiTUBE**s (50 mL ou 100 mL) emballés sous film rétractable afin de minimiser toute contamination durant le stockage et le transport. Les bouchons sont fournis dans un sachet séparé. L'option **HandyPAK Plus** contient des **DigiTUBE**s pré-bouchonnés dans des supports de stockage pratiques, également emballés pour le contrôle de la contamination.

	Description	Quantité	Référence
<b>HandyPAK</b>	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL avec RackLock, bouchons bleus	30 x 25 tubes	010-500-362
	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL sans RackLock, bouchons bleus	30 x 25 tubes	010-500-364
	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL avec RackLock, bouchons transparent	30 x 25 tubes	010-500-366
	<i>DigiTUBE</i> s 100 mL avec RackLock, bouchons bleus	9 x 34 tubes	010-501-362
	<i>DigiTUBE</i> s 100 mL sans RackLock, bouchons bleus	9 x 34 tubes	010-501-364
	<b>HandyPAK Plus</b>	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL avec RackLock, bouchons bleus	20 x 24 tubes
<i>DigiTUBE</i> s 50 mL sans RackLock, bouchons bleus		20 x 24 tubes	010-500-463
<i>DigiTUBE</i> s 100 mL avec RackLock, bouchons bleus		24 x 12 tubes	010-501-462
<i>DigiTUBE</i> s 100 mL sans RackLock, bouchons bleus		24 x 12 tubes	010-501-464
<b>HandySleeve</b>	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL sans RackLock, bouchon bleu	30 x 25 tubes	010-500-563
	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL sans RackLock, bouchon transparent	30 x 25 tubes	010-500-564
	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL sans RackLock, bouchon rouge	30 x 25 tubes	010-500-565
	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL avec RackLock, bouchon bleu	30 x 25 tubes	010-500-561
	<i>DigiTUBE</i> s 50 mL avec RackLock, bouchon transparent	30 x 25 tubes	010-500-562
	<i>DigiTUBE</i> s 100 mL sans RackLock, bouchon bleu	30 x 10 tubes	010-501-563
	<i>DigiTUBE</i> s 100 mL sans RackLock, bouchon transparent	30 x 10 tubes	010-501-564
	<i>DigiTUBE</i> s 100 mL avec RackLock, bouchon bleu	30 x 10 tubes	010-501-561
	<i>DigiTUBE</i> s 100 mL avec RackLock, bouchon transparent	30 x 10 tubes	010-501-562



### Couppelles de protection jetables :

Description	Quantité	Référence
Couvercles en verre jetables en polypropylène, 50 mL	1000	010-500-081
Couvercles en verre jetables en polypropylène, 100 mL	500	010-501-081

Favorisez le reflux ou protégez vos échantillons des contaminations environnementales lors des opérations de minéralisation grâce à nos coupelles de protection jetables de haute qualité. Ces produits sont disponibles pour une utilisation avec les **DigiTUBE**s jetables de 50 mL ou 100 mL. Nos coupelles sont fabriquées en polypropylène vierge et conçues pour une manipulation aisée.

Chaque coupelle est dotée d'un rebord nervuré assurant un maintien sécurisé pendant l'utilisation, et d'une poignée facilitant la mise en place et le retrait, tout en limitant les risques de contamination croisée.



### Étagères de rangement

Description	Quantité	Référence
Étagères de rangement en plastique pour <b>DigiTUBE</b> s de 50 mL	5	010-500-026
Étagères de rangement en mousse pour <b>DigiTUBE</b> s de 100 mL	5	010-501-028

