

# DigiTUBES

## Tubes de minéralisation jetables

Les **DigiTUBES** sont des tubes de minéralisation jetables adaptés à une utilisation avec des blocs de minéralisation en graphite disponibles dans le commerce. Ils sont fabriqués en polypropylène de qualité ICP-MS et spécialement conçus avec un fond plat pour permettre un contact plus direct avec la base des blocs de minéralisation, ce qui entraîne un temps de chauffage plus rapide et des temps de réponse de la température des échantillons plus efficaces.

Chaque lot de tubes de minéralisation **DigiTUBE** reçoit un certificat d'analyse volumétrique confirmant la conformité du produit aux spécifications de classe A selon ASTM E288 et ISO 384, conformément à notre procédure accréditée ISO/IEC 17025.



Pour les applications propres, les **DigiTUBES** sont également disponibles en lots sous film rétractable pour protéger contre l'infiltration de poussière lors du stockage et de la manipulation.

### Caractéristiques principales

- ▶ Contenu en métaux lessivables ultra-bas pour minimiser le risque de contamination
- ▶ La fonction RackLock en option permet de fermer les bouchons à vis d'une seule main
- ▶ Graduations de classe A pour une dilution facile et précise
- ▶ Jetable, éliminant le besoin de nettoyer le récipient
- ▶ Bouchon à vis étanche disponible dans une variété de couleurs

Les **DigiTUBE**s peuvent remplacer 5 récipients dans le laboratoire : le bécher de minéralisation, le cylindre gradué, le flacon volumétrique, le tube d'autosamplage et le conteneur de stockage. Gagnez du temps et réduisez les coûts grâce à l'utilisation des **DigiTUBE**s.

### DigiTUBEs en vrac

| Description                          | Quantité | Référence   |
|--------------------------------------|----------|-------------|
| 15 mL avec RackLock, bouchons bleus  | 1620     | 010-515-261 |
| 15 mL avec RackLock, sans bouchons   | 1620     | 010-515-262 |
| 15 mL sans RackLock, bouchons bleus  | 1620     | 010-515-263 |
| 15 mL sans RackLock, sans bouchons   | 1620     | 010-515-264 |
| 15 mL avec RackLock, bouchons bleus  | 540      | 010-515-361 |
| 15 mL sans RackLock, sans bouchons   | 540      | 010-515-363 |
| 50 mL avec RackLock, bouchons bleus  | 750      | 010-500-261 |
| 50 mL avec RackLock, sans bouchons   | 750      | 010-500-262 |
| 50 mL sans RackLock, bouchons bleus  | 750      | 010-500-263 |
| 50 mL sans RackLock, sans bouchons   | 750      | 010-500-264 |
| 100 mL avec RackLock, bouchons bleus | 300      | 010-501-261 |
| 100 mL avec RackLock, sans bouchons  | 300      | 010-501-262 |
| 100 mL sans RackLock, bouchons bleus | 300      | 010-501-263 |
| 100 mL sans RackLock, sans bouchons  | 300      | 010-501-264 |

## Capsules en vrac

|   | Description                                  | Quantité | Référence   |
|---|--|----------|-------------|
| Bouchons à vis pour <i>DigiTUBE</i> s de 15 mL  | Screw Cap, Blue for 15 mL <i>DigiTUBE</i> s  | 540      | 010-515-060 |
|   | Screw Cap, Clear for 15 mL <i>DigiTUBE</i> s | 540      | 010-515-172 |
| Bouchons à vis pour <i>DigiTUBE</i> s de 50 mL  | Blue Caps for 50 mL <i>DigiTUBE</i> s        | 250      | 010-500-060 |
|   | Yellow Caps for 50 mL <i>DigiTUBE</i> s      | 250      | 010-500-130 |
|   | Orange Caps for 50 mL <i>DigiTUBE</i> s      | 250      | 010-500-140 |
|   | Red Caps for 50 mL <i>DigiTUBE</i> s         | 250      | 010-500-150 |
|   | Clear Caps for 50 mL <i>DigiTUBE</i> s       | 250      | 010-500-172 |
| Bouchons à vis pour <i>DigiTUBE</i> s de 100 mL | Blue Caps for 100 mL <i>DigiTUBE</i> s       | 100      | 010-501-060 |

## HandyPAKs

Les **HandyPAKs** comprennent des *DigiTUBE*s (50 mL ou 100 mL) emballés sous film rétractable afin de minimiser toute contamination durant le stockage et le transport. Les bouchons sont fournis dans un sachet séparé. L'option **HandyPAK Plus** contient des *DigiTUBE*s pré-bouchonnés dans des supports de stockage pratiques, également emballés pour le contrôle de la contamination.



|                      | Description   | Quantité      | Référence   |
|----------------------|---|---------------|-------------|
| <b>HandyPAK</b>      | <i>DigiTUBE</i> s de 50 mL avec RackLock, bouchons bleus  | 30 x 25 tubes | 010-500-362 |
|                      | <i>DigiTUBE</i> s de 50 mL sans RackLock, bouchons bleus  | 30 x 25 tubes | 010-500-364 |
|                      | <i>DigiTUBE</i> s de 100 mL avec RackLock, bouchons bleus | 9 x 34 tubes  | 010-501-362 |
|                      | <i>DigiTUBE</i> s de 100 mL sans RackLock, bouchons bleus | 9 X 34 tubes  | 010-501-364 |
| <b>HandyPAK Plus</b> | <i>DigiTUBE</i> s de 50 mL avec RackLock, bouchons bleus  | 20 x 24 tubes | 010-500-461 |
|                      | <i>DigiTUBE</i> s de 50 mL sans RackLock, bouchons bleus  | 20 x 24 tubes | 010-500-463 |
|                      | <i>DigiTUBE</i> s de 100 mL avec RackLock, bouchons bleus | 24 x 12 tubes | 010-501-462 |
|                      | <i>DigiTUBE</i> s de 100 mL sans RackLock, bouchons bleus | 24 x 12 tubes | 010-501-464 |

**Couvercles en verre  
et étagères de rangement**

| Description  | Quantité | Référence   |
|--|----------|-------------|
| Couvercles en verre jetables en polypropylène, 50 mL               | 1000     | 010-500-081 |
| Couvercles en verre jetables en polypropylène, 100 mL              | 500      | 010-501-081 |
| Étagères de rangement en plastique pour <i>DigiTUBE</i> s de 50 mL | 5        | 010-500-026 |
| Étagères de rangement en mousse pour <i>DigiTUBE</i> s de 100 mL   | 5        | 010-501-028 |