

# Biodiesel Standards

## Schwefel und Metalle in Biodiesel

Die CONOSTAN®-Reihe der Biodiesel-Standards wurde für die Verwendung bei der Analyse des Metall- und Schwefelgehalts von Kraftstoffen auf Biodieselmaterie entwickelt. Diese Standards erfüllen die Anforderungen gängiger Biodiesel-Analysemethoden, wie sie in ASTM D6751 und EN 14214 beschrieben sind.



Die praktischen und gebrauchsfertigen Biodiesel-Standards der Marke CONOSTAN® liefern die exakten Daten, die Sie benötigen und bieten darüber hinaus folgende Vorteile:

- ▶ Schwefel- und wasserarme Biodieselmaterie
- ▶ Abdeckung mehrerer Biodiesel-Mischungsverhältnisse von B5 bis B100
- ▶ Einzel- und Multielement-Biodiesel-Standards (Ca, K, Mg, Na und P)
- ▶ Praktische 100g-Flasche und umfassendes Analysenzertifikat

Die gebrauchsfertigen Biodiesel-Standards von CONOSTAN® liefern Ihnen exakte Ergebnisse, um die Analyse Ihrer Biodieselmaterie zu unterstützen.

**Schwefel in Biodiesel (B5, B20 und B100)**

Konzentration (ppm)	5% Biodiesel (B5)	20% Biodiesel (B20)	100% Biodiesel (B100)
	Artikelnummer		
Blank	150-440-000	150-440-050	150-440-100
5	150-440-005	150-440-055	150-440-105
10	150-440-010	150-440-060	150-440-110
15	150-440-015	150-440-065	150-440-115
30	150-440-020	150-440-070	150-440-120
50	150-440-025	150-440-075	150-440-125
75	150-440-030	150-440-080	150-440-130
100	150-440-035	150-440-085	150-440-135
200	150-440-040	150-440-090	150-440-140
500	150-440-045	150-440-095	150-440-145

**Metalle in 100% Biodiesel (B100)**

Elemente	Ca, K, Mg, Na, P	K, Na	Ca, Mg
Konzentration (ppm)	Artikelnummer		
Blank	150-441-000	150-441-000	150-441-000
2,5	150-441-005	150-440-030	150-440-065
5	150-441-010	150-440-035	150-440-070
10	150-441-015	150-440-040	150-440-075
15	150-441-020	150-440-045	150-440-080
20	150-441-025	150-440-050	150-440-085
25	-	150-440-055	150-440-090
50	-	150-440-060	150-440-095