

Standards der D-Serie

Joint Oil Analysis Program (JOAP)

Vor fast 40 Jahren entwickelte Conostan die Standards der D-Serie, um die Anforderungen des „Spectrometric Oil Analysis Program Standards Committee“ des US-Verteidigungsministeriums für seine Programme zur Verschleißmetallanalyse zu erfüllen.

Die D-Serie von Conostan zeichnet sich durch ihre einzigartige chemische Zusammensetzung aus, die außergewöhnliche Stabilität und hohe Präzision gewährleistet. Die Produktlinie ist in zwei Varianten verfügbar:

- ▶ JOAP MIL-DTL-85694A: normgerechtes Paket inklusive aller vorgeschriebenen Dokumente und Kennzeichnungen
- ▶ D-Serie: hergestellt und zertifiziert gemäß Qualitätsmanagementsystemen nach ISO 17034 und ISO 17025; inklusive Analysenzertifikat (COA) mit Angaben zu Genauigkeit und Messunsicherheit

Beide Varianten sind einzeln für die Standards D3, D12 und D19 erhältlich sowie als D19-Set, wie in den Tabellen aufgeführt. Vertrauen Sie dem ursprünglichen Entwickler der Standards der D-Serie – auch heute die zuverlässige Lösung für Ihre Anforderungen.



Amerika & Asien

salesna@analytichem.com

EMEA

info@analytichem.com

Australien

sales@ore.com.au

Zusatzinfo & Kontakt

www.analytichem.com ▶ 1

JOAP MIL-DTL-85694A

DoD-Bezeichnung	JOAP-Artikel-Nr. (konformes Paket)	NSN	Größe (g)
D3-100	150-301-019	9150-01-283-0249	200
D12-5	150-301-005	9150-01-307-3343	200
D12-10	150-301-001	9150-00-179-5145	200
D12-30	150-301-003	9150-00-179-5144	200
D12-50	150-301-006	9150-00-179-5143	200
D12-100	150-301-002	9150-00-179-5142	200
D12-300	150-301-004	9150-00-179-5141	200
D19-0	150-301-008	9150-00-179-5137	200
D19 Referenz-Set	150-301-000	9150-01-355-1178	

JOAP D19 Referenz-Set

DoD-Bezeichnung	JOAP-Artikel-Nr. (konformes Paket)	Anzahl im Set	Größe (g)
D19-0	150-301-008	2	200
D19-5	150-301-013	1	200
D19-10	150-301-009	1	200
D19-30	150-301-011	1	200
D19-50	150-301-014	1	200
D19-80	150-301-018	1	200
D19-100	150-301-010	2	200
D19-120	150-301-020	1	200
D19-300	150-301-012	1	200
D19-500	150-301-015	1	200
D19-700	150-301-016	1	200
D19-900	150-301-017	1	200

D3: B, Mo, Zn

D12: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti

D19: Ag, Al, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn

D-Serie

Produkt-beschr.	D-Serien-Art.-Nr. (inkl. ISO-17034-COA)	Größe (g)
D-3 100ppm	150-300-019	200
D-12 5ppm	150-300-005	200
D-12 10ppm	150-300-001	200
D-12 30ppm	150-300-003	200
D-12 50ppm	150-300-006	200
D-12 100ppm	150-300-002	200
D-12 300ppm	150-300-004	200
D-19-0	150-300-030	200
D-12 500ppm	150-300-114	200
D-12 900ppm	150-300-115	200
D-19 20ppm	150-300-020	100
D-19 80ppm	150-300-100	100
D-19 120ppm	150-300-101	100
D-19 Set	150-300-018	

Weitere Größen und Konzentrationen verfügbar.

D-Serie D-19 Set

Produkt-beschr.	D-Serien-Art.-Nr. (inkl. ISO-17034-COA)	Anzahl im Set	Größe (g)
D-19-0	150-300-008	4	100
D-19 5ppm	150-300-013	1	100
D-19 10ppm	150-300-009	1	100
D-19 30ppm	150-300-011	1	100
D-19 50ppm	150-300-014	1	100
D-19 100ppm	150-300-010	3	100
D-19 300ppm	150-300-012	2	100
D-19 500ppm	150-300-015	1	100
D-19 700ppm	150-300-016	1	100
D-19 900ppm	150-300-017	1	100

Einzelne Komponenten sind ebenfalls erhältlich.

Amerika & Asien

salesna@analytichem.com

EMEA

info@analytichem.com

Australien

sales@ore.com.au

Zusatzinfo & Kontakt

www.analytichem.com