

# PremiSolv

## Solvente ICP

El solvente ICP PremiSolv es ideal para diluir muestras de aceite y líquidos orgánicos para análisis mediante ICP-AES, RDE-AES o UVF.

Analizado mediante ICP para detectar trazas de azufre y 40 metales, el solvente ICP PremiSolv ofrece el rendimiento confiable que necesita. Además, es extremadamente bajo en toxicidad y olor en comparación con otros solventes industriales como el queroseno, aumentando la seguridad en el laboratorio.

El solvente ICP PremiSolv proporciona estabilidad y conveniencia incomparables gracias a:

- ▶ Solubilidad comprobada en fluidos a base de aceite e hidrocarburos
- ▶ Microfiltración robusta de cada lote para garantizar limpieza
- ▶ Tamaños de envase convenientes y recipientes fáciles de usar
- ▶ Envío sencillo debido a su clasificación como no peligroso
- ▶ También están disponibles disolventes PremiSolv premezclados con estándar interno (IS) de cobalto a 40 ppm

Ya sea que esté realizando métodos estándar como ASTM D5185 o D6595, o preparando estándares de calibración de rutina, PremiSolv cumple con todos sus requisitos.



Descripción	Formato	Referencia
PremiSolv	1 barril (208 L)	150-700-001
PremiSolv	5 galones (18,9 L)	150-700-002
PremiSolv	1 galón (3,78 L)	150-700-003
PremiSolv con IS (Co 40 ppm)	1 barril (208 L)	150-005-274
PremiSolv con IS (Co 40 ppm)	5 galones (18,9 L)	150-005-272
PremiSolv con IS (Co 40 ppm)	1 galón (3,78 L)	150-005-271