

ICP Lösungsmittel

Das ICP-Lösungsmittel PremiSolv ist ideal für die Verdünnung von Ölen und organischen Flüssigkeiten in der Probenvorbereitung für die ICP Analytik mittels ICP-OES, RDE-AES oder UVF.

PremiSolv ICP-Lösungsmittel wird mit Hilfe von ICP-MS auf Spuren von Schwefel und 40 Metallen analysiert und liefert die zuverlässige Leistung, die Sie benötigen. Darüber hinaus ist PremiSolv ICP-Lösungsmittel im Vergleich zu alternativen industriellen Lösungsmitteln wie Kerosin deutlich weniger toxisch und gleichzeitig geruchsarm und erhöht damit die Laborsicherheit.

PremiSolv ICP-Lösungsmittel bietet eine beispiellose Stabilität der Lösungen und Benutzerfreundlichkeit auf Grund von:

- ▶ nachgewiesener Löslichkeit ölbasierter Flüssigkeiten und Kohlenwasserstoffen
- ▶ robuster Mikrofiltration jeder Charge zur Gewährleistung der Sauberkeit
- ▶ praktischen Packungsgrößen und benutzerfreundlichen Behälter
- ▶ einfacher Versand, da nicht als Gefahrgut klassifiziert

Ob Sie Standardmethoden wie ASTM D5185 oder D6595 durchführen oder routinemäßige Kalibrierstandards erstellen, PremiSolv erfüllt alle Ihre Anforderungen.



Beschreibung	Größe	Artikelnummer
PremiSolv	5 Gallonen (18,9 L)	150-700-002
PremiSolv	1 Gallone (3,78 L)	150-700-003

Weitere Größen erhältlich