

PremiSolv

ICP Solvent

Le solvant ICP PremiSolv est idéal pour la dilution des échantillons d'huile et de liquides organiques destinés à l'analyse par ICP-AES, RDE-AES ou UVF.

Analysé par ICP pour détecter toute trace de soufre et 40 métaux, le solvant ICP PremiSolv offre la performance fiable dont vous avez besoin. De plus, le solvant ICP PremiSolv est extrêmement peu toxique et peu odorant par rapport aux solvants industriels alternatifs comme le kérosène, améliorant ainsi la sécurité en laboratoire.

Le solvant ICP PremiSolv offre une stabilité de solution et une commodité inégalées grâce à :

- ▶ une solubilité éprouvée dans les fluides à base d'huile et les hydrocarbures
- ▶ une microfiltration robuste de chaque lot, garantissant la propreté
- ▶ des formats pratiques et des contenants faciles à utiliser
- ▶ une expédition simplifiée grâce à sa classification non dangereuse

Que vous appliquiez des méthodes standards telles que ASTM D5185 ou D6595, ou que vous prépariez des standards de calibration de routine, PremiSolv répond à tous vos besoins.



Description	Format	Référence
PremiSolv	5 Gallons (18.9 L)	150-700-002
PremiSolv	1 Gallon (3.78 L)	150-700-003

Autres tailles disponibles.